



NOVOKID

הוראות שימוש  
TC-001#

לאחר הטיפול, יש לנתק את הקפסולה מן הצינורית ולהשליך אותה לפח. אנו ממליצים להכניס את הקפסולה המשומשת לתוך שקית כדי להימנע מריח כלשהו. יש לחזור על הטיפול עם קפסולה חדשה לאחר 24 שעות. **חשוב!** לקבלת תוצאות מיטביות, לשיער בריא והיגיינת השיער, מומלץ לחזור על הטיפול בכל 7 ימים. יש לוודא כי המכשיר, הקפסולות והכובע - אינם בהישג ידם של ילדים.

#### הערות:

להמתין 15 דקות לאחר סיום הטיפול. לאחר הטיפול, כניס מתות עשויות ליפול מן השיער באפן טבעי. אם ברצונך להסירן מיד לאחר הטיפול, יש להשתמש במסרק Novokid הכלול בערכה.

#### 7 אחסון ותחזוקה

אנו ממליצים על:

שמירת מכשיר ה- Novokid לטיפול בכינים - הרחק מהישג ידם של ילדים.

שמירת כל החלקים בקופסה, יש לאחסן אותה בטמפרטורת החדר - לשימוש עתידי.

אין ללפף את הצינורית סביב המכשיר.

אין להשתמש בקפסולה לאחר התאריך האחרון לשימוש המצויין על האריזה.

יש להחליף את הסוללות כאשר מופיע אור אדום על המכשיר.

יש לנתק את הכובע באמצעות מים וסבון ולנגבו עם מטלית לחה.

יש לשמור על המכשיר יבש ולמנוע מגע עם מים.

#### 8 חומרים מתכלים

לרכישת כובע וקפסולות נוספות, ניתן לבקר באתר האינטרנט שלנו:

www.novokid.com. לחלופין, ניתן ליצור קשר עם החנות בה רכשת את המוצר.

#### 9 איתור וטיפול בתקלות

אם הכובע אינו מתנפח כאשר המכשיר פועל, יש להדק את חיבור הקפסולה בצדו האחורי של הראש, ולבדוק כי שסתום השחרור נמצא במקומו.

אם נורת ה- LED אינה מהבהבת, נא לבדוק כי הסוללות מונחות נכון, או להחליף אותן.

למענה לנבי בעיות אחרות, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של service@novokid.com

#### 10 שירות לקוחות

לקבלת מידע נוסף או לשירות הלקוחות, ניתן לפנות לאתר האינטרנט שלנו: www.novokid.com או לשירות הלקוחות שלנו - service@novokid.com או 8549\*

#### 11 אחריות

למכשיר הטיפול בכינים של Novokid - ניתנת אחריות ל- 3 שנים.

לקבלת מידע נוסף, עיין בתעודת האחריות של Novokid.

#### 12 השלכת פסולת

יש להשליך את כל האריזות בנקודת המחזור המטפלת בחומרים מסוג זה.

יש להשליך את הסוללות בנפרד מהפסולת הביתית ובהתאם לתקנות הפסולת המקומיות.

#### 13 מפרט

TC-001	מודל
AA 6V X = 500MA	דרישות חשמל
C 15-30 ° >70% לחות	תנאי ספטרורה להפעלה ולחות
LPM 4	לחץ משאבה
(טמפרטורת חדר (ראה טיפ 7)	הוראות אחסון

#### 14 סימנים וסמלים

מוצרים המסומנים בסמל זה עומדים בדרישות ה- CE.	CE
לשימוש בתוך הבית בלבד.	🏠
המוצר מוגן בפני הנכנסת חפצים הגדולים מקוטרו 2.5 מ"מ, כמו אצבעות, להננה מפני זרם חשמלי.	IP22
אין להשתמש בסביבה רטובה.	🚫💧
אין להשליך יחד עם הפסולת הביתית. יש לעקוב אחר ההוראות המקומיות בנוגע להפרדה ואיסוף של מוצרי חשמל וסוללות. השלכה למקום הנכון מסיעת במניעת מפגעים סביבתיים ותורמת לבריאות בני האדם.	🚫🗑️
טמפרטורת הפעלה היא בטווח של 15-30°C.	🌡️
הוראות השימוש מכילות אזהרות חשובות והנחיות לשימוש.	📖
תאריך יצור	🏭
הנציג המוסמך באיחוד האירופי	🇪🇺
לשימוש עד בתאריך	🕒
NOVOMIC בע"מ חברה בת של TechCare corp .. רח המלאכה 23, ראש-העין, ישראל	🏭
MEDES LTD.5 Beaumont Gate, Shanley Hill. Radlett Herts WD7 7AR, United Kingdom. Tel/Fax : +44(0)1923859810	EC REP

## מידע על כיני ראש

כל מקרה של כיני ראש מתחיל עם כינה אחת או מספר קטן של כינים הנמצאות על הראש, ומטי לות ביצים הבוקעות בתוך 7-10 ימים, וממשיכות את מעגל ההתרבות וההפשטות בן 3 השלבים:

**ביצי הכינים** - לרוב מוטלות בקרבת הקרקפת, ביציו האחורי של הראש ומאחורי האוזניים. לאחר בקיעת הכינה מן הביצה (בתוך 10-7 ימים), הביצה הריקה נשארת דבוקה לשיער. **נימפות** - כינים צעירות אשר בקעו מן הביצים. בשלב זה, הן אינן מסוגלות להתרבות. **כינים בוגרות** - כינים הופכות בוגרות - עשרה ימים לאחר בקיעתן ומתחילות להתרבות לאחר הגעתן לגודל מרבי, שלב בו מתחילה הטלת הביצים. גודלן של כיני הראש משתנה בהתאם לגילן, וארכו בין 3-0.5 מ"מ. ניתן להידיק בכיני ראש רק באמצעות מגע ישיר של ראש בראש. הן נצמדות לשיער בעזרת ספרים, אולם לאחר הטיפול הן מאבדות את כוחן ונופלות.

#### 1 לפי ההתחלה

**יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש לפני התחלת השימוש ב- ערכת הטיפול לכינים של Novokid. נא לקרוא את כל האזהרות, ולהקפיד על שימוש בכל אמצעי הבטיחות המומלצים.**

#### 2 תיאור המכשיר

Novokid הוא מכשיר חדשני לטיפול יעיל בכיני ראש וביצים.

Novokid עושה שימוש במתמיס צמחית טבעית, לא רעילה, ללא חומר הדברה או סיליקון והוא יעיל וקל לשימוש.

#### 12 תכולת השימוש

**ערכת Novokid לטיפול בכינים מכילה:**

1 מכשיר ניידף Novokid

4 קפסולות טיפול Novokid

1 כובע Novokid

2 פני חיבור

1 צינורית סיליקון

1 מסרק כינים

1 מברג להחלפת סוללות

1. מארז של 4 סוללות

1. הוראות שימוש ותעודת אחריות

#### 2 מטרת השימוש ובטיחות

Novokid הוכח מדעית כמתאים לשימוש לכל סוגי ואורכי השיער, לשימוש בילדים מגיל 4 ומעלה, באהשנת מבוגרים. אין לעמוד מאחורי ראש הילד בזמן שהמכשיר פועל.

הטיפול לכינים של Novokid מיועד לשימוש חיצוני בלבד.

#### 3 אזהרות

אין להשתמש במקרה של זיהום, פציעה, גירוי בעור או בעיות בעור.

אם מתפתחת פריחה בעור, או מופיע כל סימן אחר של תגובה אלרגית במהלך השימוש או לאחריו, יש להפסיק את הטיפול.

יש לשתוף מיד את העור עם מים. אם הגירוי ממשיך, עליך לפנות לקבלת עזרה רפואית.

#### 4 תופעות לוואי אפשריות

הטיפול עלול לגרום לגירוד או גירוי קל לקרקפת.

#### 5 לפני הטיפול

לפני התחלת הטיפול בערכת Novokid לטיפול בכינים, יש לוודא כי:

הטיפול מתבצע בחדר יבש ומאוורר.

השיער יבש לחלוטין ואינו מרוח בקרם, ג'ל, שמן, ואין עליו סיכות או אביזרים אחרים.

(יש לייבש היטב שיער עם שאריות זיעה בעזרת מייבש שיער).

#### 6 יוצאים לדרך ...

**טיפול הכינים של Novokid אורך 10 דקות. יש לעקוב אחר השלבים הפשוטים הבאים:**

יש להלביש את הכובע על ראשו של הילד, כך שהמדבקה עם הכיתוב back תמוקם בדיוק בחלקו האחורי של ראש הילד.

וודאו כי השיער והאוזניים מכוסים לחלוטין ע"י הכובע

הדקו את רצועת הסיליקון הלבנה שבקדמת הכובע על המצח

אין לכסות את העיניים עם הכובע.

יש ללחוץ בעדינות על הכובע להוצאת האוויר מתוכו.

צעד זה חיוני להצלחת הטיפול.

יש ליטול קפסולה אחת ולהכניס אותה (בנקישה) למחבר המונח על הכובע. אח"כ יש לחבר את הקצה האחר של הקפסולה לקצה הצינורית - וכאשר היא מחוברת היטב ישמע צליל נקישה.

#### כעת ניתן להתחיל את הטיפול!

יש ללחוץ על הכפתור במכשיר ה- Novokid. האור הירוק יידלק, במהלך הטיפול המכשיר יפעל לסירוגים.

עם השלמת הטיפול, יכבה האור הירוק.

יש להסיר בעדינות את הכובע על ידי משיכתו לאחור מעל הראש כדי להימנע ממגע עם העיניים (שימו לב כי הריח ייעלם בתוך מספר דקות).